

Россия, 129075, Москва,
ул. Аргуновская, д. 3, корп. 1
тел.: +7 495 212-11-60
www.tecsa.ru, info@tecsa.ru

- Диспергирование / измельчение / перемешивание
- Бисерные мельницы

Лабораторная бисерная мельница BGD 755

- Диапазон скорости 0- 2 880 об/мин
- Мощность 750 Вт – 2 200 Вт
- Объемы рабочей емкости 1-20 л



Погружная бисерная мельница с размольной камерой BGD 755 является инновационным интегрированным оборудованием, которое сочетает в себе как диссо львер, так и бисерную мельницу. Это возможно благодаря особой размольной корзине.

ОСОБЕННОСТИ

Лабораторные бисерные мельницы BGD 755 обладают следующими характерными особенностями:

- Использование короткозамкнутого двигателя с частотным регулированием и частотного преобразователя для регулирования рабочей скорости
- Задание направления оси вращения через цифровой дисплей
- Отсутствие щеток в двигателе, исключают образование искр во время работы
- Пониженный уровень шума
- Увеличенный крутящий момент и расширенный диапазон регулирования скорости
- Входной и выходной патрубки хладагента на корпусе емкости оборудованы быстро разборными соединениями
- Основные части диссольвера изготовлены из нержавеющей стали, обладают отличной антикоррозийной стойкостью
- Размольная камера позволяет измельчать образцы до размеров ниже 10 мкм за короткий промежуток времени.
- Заменяемая, легко очищаемая корзина



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Единицы измерения	Значения
Мощность двигателя	Вт	750-2200
Регулируемая рабочая скорость	об/мин	0-2880
Высота подъёма вала	мм	до 300
Габариты	мм	480x430x970
Общая масса	кг	50
Объем емкости	л	5, 10 и 20

Фреза	мм	80
Объем размольной корзины	мл	260

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию.
Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши вопросы.

