



Россия, 129075, Москва,
ул. Аргуновская, д. 3, корп. 1
тел.: +7 495 212-11-60
www.tecsa.ru, info@tecsa.ru

- Оборудование для испытаний текстильной продукции
- Окрашивание

Лабораторная отжимная установка TD110



ФУНКЦИИ

Лабораторная отжимная установка (плюсовка) применяется для извлечения избыточной жидкости из образца или для отжима ткани для дальнейшей подготовки образцов. Прибор используется для многих испытаний и различных материалов, где требуется точно знать количество остаточной влаги в испытуемом образце.

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Оснащена приемником для сбора жидкости
- Грузы 0.5 фунта x1 шт, 1 фунт x2 шт., 2 фунта x4 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	220 В 50 / 60 Гц 3А
Вес	40 кг
Размеры	960 x 240 x 370 мм (Д x Ш x В)

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию.

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши вопросы.

